FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Cubre bocas kn95

Revisar el lado correcto para colocar el cubrebocas (las costuras gruesas corresponden a la parte interna de éste) Las cintas elásticas deben pasar por la cabeza y fijarl...

Categoría: **Material y equipos médicos** | SKU: **BLUE-KN95** | Modelo: **KN95**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**KN95**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-KN95**

● Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Revisar el lado correcto para colocar el cubrebocas (las costuras gruesas corresponden a la parte interna de éste) Las cintas elásticas deben pasar por la cabeza y fijarlo en las orejas para cubrir completamente nariz y boca. Es importante que las manos no toquen la parte interna del utensilio. Pese a traer el cubrebocas, la persona debe tapar bien boca y nariz al toser o estornudar con el ángulo interno del brazo. No debe ser utilizado por menores de dos años Atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligroso para la vida y la salud). En Bluemetric llevamos soluciones a México y Latinoamérica.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).